

## Показания и клинические примеры

### Тотальная реабилитация при полном отсутствии зубов или потере зубов от пародонтита



Почти полная потеря зубов на верхней челюсти. Воспаление на корнях оставшихся зубов и пародонтит явились показанием к удалению оставшихся 4-х зубов наверху



Все имплантаты (14 штук) были установлены за 1 прием. Благодаря простому протоколу имплантации, вся процедура заняла всего 1 час. Уже через 3 месяца возможно постоянное протезирование. На период приживления на имплантаты одеваются временные коронки или изготавливается съемный протез.

### Имплантация после удаления сломанного зуба



Перелом коронки и корня зуба являются показанием к его удалению



Имплантат был установлен сразу после удаления зуба. Зафиксирована временная коронка



Через 2-3 месяца временная коронка меняется на постоянную

## Преимущества имплантатов Эниуан

### Можно установить без разрезов и швов

Благодаря простому и понятному протоколу установки имплантата, имплантолог проводит операцию без разрезов и швов.

Для этого необходимо иметь ширину и высоту кости всего 8 мм

### Быстрое восстановление эстетики и функции

Во многих случаях, сразу после установки имплантата Эниуан, на него можно зафиксировать временную коронку, которая восстанавливает и функцию и эстетику.

### Поверхность имплантата покрыта ионами кальция

Нанослой ионов кальция, который покрывает поверхность имплантата способствует ускорению приживления и обеспечивает надежность остеоинтеграции.

### Биосовместимость

Изготовлен из высокопрочного титанового сплава высокой степени очистки, что исключает возможность самопроизвольного отторжения.

### Кость вокруг имплантата стабильна и не рассасывается

20 лет наблюдений показывают, что у имплантата с подобными характеристиками состояние костной ткани стабильно на протяжении всего срока службы.

### Пожизненная гарантия от производителя

## ИМПЛАНТАТ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОЙ ПРАКТИКИ

# AnyOne®

FOR ANYONE™




ПОДОЙДЕТ ЛЮБОМУ!

Официальный дистрибьютор имплантационной системы ЭниУан на территории РФ

**DENTAL GURU**  
ALL SOLUTIONS FOR DENTISTRY

**MEGA GEN**

Пожизненная гарантия на имплантат от производителя




## ПОВЕРХНОСТЬ С АКТИВНЫМИ ИОНАМИ КАЛЬЦИЯ

Поверхность Хреед – это **НАНО**слой ионов кальция, который ускоряет приживление имплантата и способствует созреванию костной ткани вокруг него

## ИОНЫ КАЛЬЦИЯ УСКОРЯЮТ ПРИЖИВЛЕНИЕ

Быстрое и надежное приживление за счет формирования гидроксиапатита на поверхности имплантата


Костные клетки на поверхности с ионами кальция покрывают большую площадь поверхности и прочно фиксируются к имплантату



Обычный имплантат




Имплантат AnyOne



## ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


### Конусное соединение



Благодаря конусному соединению нагрузка на кость распределяется равномерно и кость не рассасывается.

**ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**


### Зауженная шейка имплантата



Снимает напряжение в кости и способствует образованию костного «замка», который защищает ткани от воспаления.

**СОХРАНЕНИЕ КОСТНОЙ ТКАНИ**

### Уникальный дизайн резьбы **Knife Thread**



Резьба имплантата бережно входит в кость. Обеспечивает высокую стабильность. Запатентованный дизайн.

**ПРОЧНАЯ И НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ В КОСТИ**